

LOMBAX DORSO THUASNE



LOMBAX DORSO

- Strukturę aluminiową można dopasować do kształtu kręgosłupa i morfologii pacjenta.
- Możliwość regulacji wysokości gorsetu.
- Dodatkowe paski, regulujące siłę podtrzymywania.
- Dodatkowy pasek podtrzymujący na mostku.

Wskazania do zastosowania:

- Osiadanie kręgów piersiowo-lędźwiowych (na skutek osteoporozy lub przy stanach pourazowych)
- Bolesność kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego
- Garb bolesny
- Reumatyczne zapalenie miednicy i kręgów lędźwiowych
- Choroba Scheuermanna (Lombax Dorso®)

Pas na kręgosłup Lombax Dorso Thuasne rozmiary:

Rozmiar	Obwód w pasie
1	52 - 62 cm
2	63 - 74 cm
3	75 - 89 cm
4	90 - 105 cm
5	106 - 120 cm
6	121 - 140 cm