

BioFlote™ 2000

AIR FLOTATION SYSTEM



Materac pneumatyczny bąbelkowy do opieki krótkoterminowej



Przeznaczony dla osób:

- z ryzykiem powstania odleżyn lub odleżynami do stopnia I
- przebywających stale w pozycji leżącej, do krótkoterminowej opieki domowej
- cicha pompa (<31 dB)
- 2 sekcje naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze w 12 min cyklu doskonale redystrybuując ciśnienie
- wyłogi na końcach zapobiegają przesuwaniu się materaca
- wskaźnik ciśnienia pozwala łatwo ustawić odpowiednie ciśnienie względem wagi ciała pacjenta
- wykonany z łatwego do czyszczenia, medycznego PVC
- w komplecie zestaw naprawczy



NR KAT.	BF 2000
KOD REFUNDACJI	P.117
LIMIT NFZ	400 zł

REFUNDACJA
NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

 Materac	Wymiary (dł. x szer. x wys.) Maks. bezpieczne obciążenie Materiał Waga	196 x 86 x 6,5 cm 130 kg Medyczne PVC 2 kg
 Pompa	Wymiary (dł. x szer. x wys.) Zakres regulacji ciśnienia Czas pełnego cyklu Wydajność Waga Zasilanie	24,5 x 12 x 9,3 cm 40 -100 mmHg 12 min 4,5 l/min 0,93 kg AC 220/230V 50/60Hz, 1A

Skompletuj z:

Materacem
podkładowym



Podkładem
higienicznym

